

FICHE PRODUIT



Stéthoscope

Référence : SOC-13810DIS

Description du produit

Simple et double pavillon.
Bague anti-froid sur
chaque pavillon.
Lyre incorporée à la tubulure.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/9049-stethoscope.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
diagnostic_type - Simple pavillon Toutes couleurs	SOC-138100DIS	
diagnostic_type - Double pavillon Toutes couleurs	SOC-138101DIS	
diagnostic_type - Tubulure stéthoscope simple / double Toutes couleurs	SOC-138107DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com