


**FICHE PRODUIT**



## Papier pour monitoring Foetal CADENCE

Référence : SOC-PAPIER-CADENCE

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

### Papier thermique pour moniteur foetal CADENCE

Dimensions du papier : 90 mm x 110 mm

Graduation de la courbe TOCO : de 0 mmHg à 100 mmHg ou de 0 KPa à 12 KPa

Graduation de la courbe RCF (FHR): de 50 BPM à 210 BPM

Vitesse d'avance du papier au choix : 1 cm/min, 2 cm/min, 3 cm/min.

**Condition de vente: Paquet de 03 rames de papier**

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-cardiotocographe/905-papier-pour-monitoring-foetal-cadence.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com