

FICHE PRODUIT

Spéculums gynécologiques de type Cusco stériles à usage unique - (boîte de 20)

Référence : SOC-13925DIS

Points forts

- Taille : 14 cm

Description du produit

Spéculum vaginal type Cusco stérile à usage unique

Le **spéculum vaginal type Cusco** est un dispositif médical à usage unique destiné aux examens gynécologiques courants. Il permet une **visualisation optimale du col de l'utérus** lors des consultations, frottis cervico-vaginaux, examens cliniques et actes diagnostiques, en cabinet médical, clinique ou centre de santé.

Visibilité et confort

Fabriqués en **plastique médical transparent**, ces spéculums offrent une excellente visibilité du champ d'examen et une prise en main facile pour le praticien. Sa conception lisse et atraumatique vise à limiter l'inconfort de la patiente pendant le geste.

Maintien stable grâce à la vis de blocage

Son **système de vis de blocage** assure un maintien stable de l'ouverture des valves pendant toute la durée de l'examen, libérant les mains du praticien et améliorant la précision du geste médical.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Quatre tailles à code couleur

Pour s'adapter à chaque morphologie, le spéculum se décline en **quatre tailles repérables par couleur** : **Vierge - blanc (Ø 20 mm)**, **Petit - bleu (Ø 24 mm)**, **Moyen - rouge (Ø 26 mm)** et **Large - vert (Ø 30 mm)**. Longueur : 14 cm.

Hygiène et conditionnement

Chaque spéculum est **stérilisé et emballé individuellement**, garantissant une hygiène maximale et réduisant les risques de contamination croisée. Le conditionnement en **boîte de 20 pièces** est particulièrement adapté aux structures à forte activité. Dispositif destiné à un usage professionnel.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/speculums-et-instruments-a-usage-unique/9053-speculum-sterile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Taille	14 cm


SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
diagnostic_caracteristique - Vierge - Blanc Diamètre 20 mm	SOC-139250DIS	
diagnostic_caracteristique - Petit - Bleu Diamètre 24 mm	SOC-139251DIS	
diagnostic_caracteristique - Moyen - Rouge Diamètre 26 mm	SOC-139252DIS	
diagnostic_caracteristique - Large - Vert Diamètre 30 mm	SOC-139253DIS	

Photos du produit


SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com