

FICHE PRODUIT



Spéculum auriculaire

Référence : SOC-15520DIS

Points forts

- Conditionnement : Boîte de 250

Description du produit

Spéculum universel pour otoscope.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/9054-speculum-auriculaire.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boîte de 250

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
diagnostic_caracteristique - 2,5 mm	SOC-155201DIS	
diagnostic_caracteristique - 4 mm	SOC-155200DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com