

FICHE PRODUIT



Gel de contact

Référence : SOC-14310DIS

Description du produit

Pour échographie, Ultrasons,
Doppler, ECG. Haute qualité.
Assure une parfaite
conductibilité.
Très bonne tolérance
cutanée. Ne tâche pas.
Peut également servir
de lubrifiant.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/9061-gel-de-contact.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
incontinence_condit - Carton de 48, diagnostic_caracteristique - Sachet/20 ml Simple emballage	SOC-143105DIS	
incontinence_condit - Carton de 4, diagnostic_caracteristique - Gel pour échographie 5 l. Cubitainer + 1 pompe	SOC-143106DIS	
incontinence_condit - unité, diagnostic_caracteristique - Gel pour échographie 250 ml	SOC-143100ADIS	
incontinence_condit - unité, diagnostic_caracteristique - Robinet pour cubitainer 5 l.	SOC-143110DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com