

FICHE PRODUIT



Bassin de lit jettable

Référence : SOC-125133DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement des plastiques : Carton/ 200

Description du produit

Produit adapté aux patients dépendants ou à mobilité réduite.

Se glisse facilement sous le patient. Capacité 2,5 litres.

Poids 65 g.

Conditionnement: carton de 100 pièces

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autre-plastique/9071-bassin-de-lit-maxi.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement des plastiques	Carton/ 200

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com