

FICHE PRODUIT



Déambulateur pliant

Référence : SOC-216103DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Unité

Description du produit

Cadre de marche articulé.
Pliant. Largeur maxi : 58 cm.
Hauteur réglable : 82 à 92 cm.
Poids : 2,3 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/deambulateur/9073-deambulateur-pliant.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Unité

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com