

FICHE PRODUIT

Rollator aluminium pliable

Référence : SOC-216101MDIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Unité

Description du produit

3 roues, freins à câble, extérieur.

Poignées anatomiques réglables en hauteur.

Pliant avec plateau.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/deambulateur/9075-rollator-aluminium-pliable.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Unité

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com