

FICHE PRODUIT

Rollator aluminium

Référence : SOC-216104DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Unité

Description du produit

Siège confortable et dossier arrondi. Structure légère pliable. Blocage des freins. Hauteur du siège : 53,5 cm. Hauteur de 88 à 98 cm. Largeur 61 cm. Avec panier amovible. Poids 9 kg. Poids maxi utilisateur : 130 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/deambulateur/9077-rollator-aluminium.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Unité

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com