

FICHE PRODUIT



Canne anatomique

Référence : SOC-25110DIS

Points forts

- Conditionnement : Unité

Description du produit

Canne anatomique Disponible en droitier et gaucher

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/canne-de-mobilite/9080-canne-anatomique.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Unité

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
mobilier_type - Pour Droitier	SOC-251100DIS	
mobilier_type - Pour Gaucher	SOC-251101DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com