

FICHE PRODUIT



Canne Alu pliante

Référence : SOC-25117DIS

Points forts

- Conditionnement : Unité

Description du produit

Canne en aluminium qui peut se plier pour être conservée. De forme, de couleur et de fantaisie variables.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/canne-de-mobilite/9092-canne-alu-pliante.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Unité

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
mobilier_type - Noire, Poignée avec grip rouge et noir	SOC-251107DIS	
mobilier_type - Fantaisie bleue fleurie, Poignée crochet bois	SOC-251108DIS	
mobilier_type - Fantaisie rose fleurie, Poignée droite noire	SOC-251109DIS	
mobilier_type - Fantaisie, Kaki/marron/noir, poignée crochet bois	SOC-251110DIS	
mobilier_type - Fantaisie fleurie, Beige sur bleu, poignée crochet noire	SOC-251111DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com