

FICHE PRODUIT

Tabouret de douche avec poignées

Référence : SOC-237113DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Unité

Description du produit

Tabouret épousant les formes du corps. Siège : 32 x 50 cm.
Hauteur : 35 à 53 cm Matière plastique et aluminium.
Poids maxi utilisateur : 120 kg

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chaises-et-fauteuils/9101-tabouret-de-douche-avec-poignees.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Unité

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com