

FICHE PRODUIT

Siège de bain pivotante

Référence : SOC-237115DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Unité

Description du produit

Permet le transfert pour le bain en toute sécurité.
Structure en acier. Siège en plastique moulé.
Système pivotant sur 360° avec repérages des positions tous les 90°. Poids maxi utilisateur : 120 kg.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chaisses-et-fauteuils/9104-siege-de-bain-pivotante.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Unité

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com