


FICHE PRODUIT



Fauteuil de transfert

Référence : SOC-236101DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Unité

Description du produit

Spécialement conçu pour de courts déplacements.

Pliant, léger et facilement transportable.

Largeur totale : 63 cm

Largeur d'assise : 46 cm

Largeur plié : 25 cm

Couleur : Noir et rouge

Poids maxi utilisateur : 100 kg.

Garantie 2 ans.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chaises-et-fauteuils/9108-fauteuil-de-transfert.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Unité

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com