

FICHE PRODUIT



Poire

Référence : SOC-199416IS

Points forts

- Conditionnement des plastiques : Carton/ 24

Description du produit

Conditionnement: carton de 20, boîte individuelle

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autre-plastique/9130-poire.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement des plastiques	Carton/ 24

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
poire_capacite - 25 ml, poire_type - Poire à bout effilé	SOC-199416DIS	
poire_capacite - 65 ml, poire_type - Poire à bout effilé	SOC-199418DIS	
poire_capacite - 115 ml, poire_type - Poire à bout effilé	SOC-199419DIS	
poire_capacite - 90 ml, poire_type - Poire à lavement à flux contrôlé avec canule stérilisable	SOC-199411DIS	
poire_capacite - 140 ml, poire_type - Poire à lavement à flux contrôlé avec canule stérilisable	SOC-199412DIS	
poire_capacite - 235 ml, poire_type - Poire à lavement à flux contrôlé avec canule stérilisable	SOC-199413DIS	
poire_capacite - 365 ml, poire_type - Poire à lavement à flux contrôlé avec canule stérilisable	SOC-199414DIS	
poire_capacite - 450 ml, poire_type - Poire à lavement à flux contrôlé avec canule stérilisable	SOC-199415DIS	
poire_capacite - 350 ml, poire_type - Poire d'hygiène avec canule à jet rotatif.	SOC-199420DIS	
poire_capacite - Poire Enema ORL Complet, poire_type - Poire Enema ORL complet avec soupape plageur et canule.	SOC-199421DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com