

FICHE PRODUIT



Fauteuil garde-robe à roulettes

Référence : SOC-227111DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Unité

Description du produit

Équipé d'accoudoirs et de repose-pieds amovibles.
Deux roues arrières équipées de frein.
Livré avec seau + couvercle. Robuste et compact.
Dim (cm) : L92 x P93 x H55 cm. Poids : 12 kg.
Hauteur du siège : 50 cm. Largeur assise 44 cm.
Profondeur 44 cm. Hauteur dossier : 43 cm
Poids maxi utilisateur : 100 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chaises-et-fauteuils/9147-fauteuil-garde-robe-a-roulettes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Unité

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com