

FICHE PRODUIT

Chaise garde-robe TANA

Référence : SOC-227114DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Unité

Description du produit

Chaise tube époxy bleu. Garniture confort bleue.

Hauteur ajustable 82 à 97 cm.

Hauteur du siège 46 à 61 cm.

Largeur 61 cm x profondeur 55 cm.

Poids maxi utilisateur : 125 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chaises-et-fauteuils/9148-chaise-garde-robe-tana.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Unité

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com