


FICHE PRODUIT



Coussin rond

Référence : SOC-199426IS

Points forts

- Conditionnement des plastiques : Carton/ 24

Description du produit

En caoutchouc bleu.Épaisseur 9/10e.

Conditionnement: carton de 24

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autre-plastique/9149-coussin-rond.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement des plastiques	Carton/ 24

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
vessie_diametre - Diamètre extérieur 35 cm	SOC-199426DIS	
vessie_diametre - Diamètre extérieur 40 cm	SOC-199427DIS	
vessie_diametre - Diamètre extérieur 45 cm	SOC-199428DIS	
vessie_diametre - Diamètre extérieur 50 cm	SOC-199429DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com