

FICHE PRODUIT



Tube douche avec bourrelet

Référence : SOC-199430DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement des plastiques : Carton/ 24
- Diamètre : Diamètre 8 x 11 Longueur 1.5 mm Bleu/Blanc

Description du produit

Diamètre 8 x 11 Longueur 1.5 mm Bleu/Blanc

Conditionnement: carton de 24

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autre-plastique/9154-tube-douche-avec-bourrelet.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement des plastiques	Carton/ 24
Diamètre	Diamètre 8 x 11 Longueur 1.5 mm Bleu/Blanc

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com