

FICHE PRODUIT



Pincettes de préhension

Référence : SOC-23101DIS

Points forts

- Conditionnement : Carton de 1

Description du produit

Pour attraper ou ramasser les objets.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/9175-pincettes-de-prehension.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Carton de 1

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
meuble_type - 60 cm	SOC-231010DIS	
meuble_type - Pliable	SOC-231012DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com