

FICHE PRODUIT

Chaise de cuisine

Référence : SOC-231117DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Unité

Description du produit

Assise inclinée de 4 cm
vers l'avant.
Pieds réglables en hauteur.
Hauteur d'assise :
55 à 68 cm.
Poids : 6 kg.
Poids supporté : 150 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chaises-et-fauteuils/9181-chaise-de-cuisine.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Unité

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com