


FICHE PRODUIT



Arceau de lit

Référence : SOC-264004DIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Unité

Description du produit

Arceau de lit en métal.
Peinture époxy.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-lits-d-examens/9188-arceau-de-lit.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Unité

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com