

FICHE PRODUIT

Aiguille dentaire stérile

Référence : SOC-172204IS

Points forts

- Conditionnement : Boîte de 100 unités

Description du produit

Conditionnement: boîte de 100

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles/9214-aiguille-dentaire-sterile.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boîte de 100 unités

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
aiguille_dimensions - 25 G - 0.50 - Long 35 mm Tronculaire, aiguille_caracteristique - Tronculaire / Intraseptale - rouge	SOC-172204DIS	
aiguille_dimensions - 25 G - 0.50 - Long 8 mm Intraseptale, aiguille_caracteristique - Tronculaire / Intraseptale - rouge	SOC-172205DIS	
aiguille_dimensions - 27 G - 0,40 - Long 16 mm, aiguille_caracteristique - Peri-apicale - jaune	SOC-172200DIS	
aiguille_dimensions - 30 G - 0.30 - Long 16 mm, aiguille_caracteristique - Peri-apicale ultrafine - verte	SOC-172202DIS	
aiguille_dimensions - 30 G - 0.30 - Long 21 mm, aiguille_caracteristique - Peri-apicale ultrafine - verte	SOC-172203DIS	
aiguille_dimensions - 31 G - 0.30 - Long 13 mm, aiguille_caracteristique - Peri-apicale ultrafine - verte	SOC172206DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com