

FICHE PRODUIT



Séringue 3 pièces TERUMO

Référence : SOC-103403AIS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Conditionnement: boîte de 25, 50 et 100

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/9221-seringue-3-pieces-terumo.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
seringue_conditionnement - Boîte/100 Carton/2400, seringue_type - 2,5 ml Embout centré	SOC-103403ADIS	
seringue_conditionnement - Boîte/100 Carton/1800., seringue_type - 1 ml Insuline 100 unités	SOC-103420DIS	
seringue_conditionnement - Boîte/100 Carton/1800., seringue_type - 1 ml Tuberculine	SOC-103401DIS	
seringue_conditionnement - Boîte/100 Carton/1200, seringue_type - 5 ml Embout centré	SOC-103404ADIS	
seringue_conditionnement - Boîte/100 Carton/1200, seringue_type - 10 ml Embout excentré	SOC-103405ADIS	
seringue_conditionnement - Boîte/50 Carton/600, seringue_type - 20 ml Embout excentré	SOC-103406DIS	
seringue_conditionnement - Boîte/25 Carton/100, seringue_type - 50 ml Luer excentré	SOC-103408DIS	
seringue_conditionnement - Boîte/50 Carton/400, seringue_type - 30 ml Embout excentré	SOC-103407DIS	
seringue_conditionnement - Boîte/25 Carton/100, seringue_type - 50 ml Cathéter	SOC-103409DIS	
seringue_conditionnement - Boîte/100 Carton/2400, seringue_type - 2,5 ml Luer Lock	SOC-103460DIS	
seringue_conditionnement - Boîte/100 Carton/2400, seringue_type - 3 ml Luer Lock	SOC-103465DIS	
seringue_conditionnement - Boîte/100 Carton/1600, seringue_type - 5 ml Luer Lock	SOC-103461DIS	
seringue_conditionnement - Boîte/100 Carton/800, seringue_type - 10 ml Luer Lock	SOC-103462DIS	
seringue_conditionnement - Boîte/50 Carton/600, seringue_type - 20 ml Luer Lock	SOC-103463DIS	
seringue_conditionnement - Boîte/50 Carton/400, seringue_type - 30 ml Luer Lock	SOC-103464DIS	
seringue_conditionnement - Boîte/25 Carton/100, seringue_type - 50 ml Luer Lock	SOC-103410DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
seringue_conditionnement - Boîte/25 Carton/100, seringue_type - 50 ml Luer Lock Opaque	SOC-BS50LBDIS	
seringue_conditionnement - Boîte/100 Carton/1800., seringue_type - 2,5 ml AA 40 x 0,80	SOC-103416DIS	
seringue_conditionnement - Boîte/100 Carton/1200, seringue_type - 5 ml AA 40 x 0,80	SOC-103417ADIS	
seringue_conditionnement - Boîte/100 Carton/800, seringue_type - 10 ml AA 40 x 0,80	SOC-103418ADIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com