

FICHE PRODUIT



Seringue 3 pièces avec aiguille

Référence : SOC-103421IS

Points forts

- Conditionnement : Boîte de 100 unités

Description du produit

Conditionnement: boîte de 100

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/9243-seringue-3-pieces-avec-aiguille.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boîte de 100 unités

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
seringue_conditionnement - Boîte/100 Carton/1800., seringue_type - 1 ml Insuline 100 unités AA 16 x 0,50	SOC-103421DIS	
seringue_conditionnement - Boîte/100 Carton/1800., seringue_type - 1 ml Tuberculine AA 12 x 0,45	SOC-103413DIS	
seringue_conditionnement - Boîte/100 Carton/1800., seringue_type - 1 ml Tuberculine AA 16 x 0,50	SOC-103414DIS	
seringue_conditionnement - Boîte/100 Carton/ 500, seringue_type - 0,3 ml Insuline 100 unités Myjector AA 13 x 0,33	SOC-103424DIS	
seringue_conditionnement - Boîte/100 Carton/ 500, seringue_type - 0,5 ml Insuline 100 unités Myjector AA 13 x 0,33	SOC-103423DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com