

FICHE PRODUIT

Aiguille à prélèvements multiples à vis

Référence : SOC-163100IS

Points forts

- délais : 1 semaine
- Conditionnement : Boîte de 100 unités

Description du produit

Conditionnement: boîte de 100

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles/9249-aiguille-a-prelevements-multiples-a-vis.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	1 semaine
Conditionnement	Boîte de 100 unités

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
aiguille_type - MN 2025 - 25 x 0,90 - Jaune	SOC-163100DIS	
aiguille_type - MN 2038 - 40 x 0,90 - Jaune	SOC-163102DIS	
aiguille_type - MN 2138 - 40 x 0,80 - Verte	SOC-163103DIS	
aiguille_type - MN 2238 - 40 x 0,70 - Noire	SOC-163104DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com