

FICHE PRODUIT

Gamme de produit Swann Morton

Référence : SOC-11810DIS

Description du produit

Référence	Description
Article 1	Lames stériles N° 10 à 27
Article 2	Lames non stériles N° 10 à 27
Article 3	Bistouris stériles N° 10 à 24
Article 4	Stitch Cutter stériles
Article 5	Manches de bisouris N° 3
Article 6	Manches de bisouris N° 4

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/set/9255-gamme-de-produit-swann-morton.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gamme_rivadis_articles - Lames stériles N° 10 à 27, gamme_rivadis_conditionnement - Boite de 100	SOC-118100DIS	
gamme_rivadis_articles - Lames non stériles N° 10 à 27, gamme_rivadis_conditionnement - Boite de 100	SOC-118112DIS	
gamme_rivadis_articles - Bistouris stériles N° 10 à 24, gamme_rivadis_conditionnement - Boite de 10	SOC-119100DIS	
gamme_rivadis_articles - Stitch Cutter stériles, gamme_rivadis_conditionnement - Boite de 100	SOC-126100DIS	
gamme_rivadis_articles - Manches de bisouris N° 3, gamme_rivadis_conditionnement - Unité	SOC-119110DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com