


FICHE PRODUIT

Aiguille à prélèvements multiples Venoject Quick Fit

Référence : SOC-MN2238MQDIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'aiguille : 40 x 0.7 BN Noire
- Conditionnement : Boîte de 50 unités

Description du produit

Aiguille à prélèvements multiples Venoject Quick Fit

Conditionnement: Boîte de 50

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles/9256-aiguille-a-prelevements-multiples-venoject-quick-fit.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'aiguille	40 x 0.7 BN Noire
Conditionnement	Boîte de 50 unités

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com