

FICHE PRODUIT



Gamme de produit SHARPSAFE

Référence : SOC-16251DIS

Points forts

- Conditionnement : Unité

Description du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Référence	Description
Article 1	Modèle Exchange NF - 0,30 L
Article 2	Modèle Exchange NF - 0,45 L
Article 3	Modèle compact NF - 0,60 L
Article 4	Modèle Sharpsafe NF - 1 L
Article 5	Modèle Sharpsafe NF - 3L
Article 6	Modèle Sharpsafe NF - 4 L
Article 7	Modèle Sharpsafe NF - 7 L
Article 8	Modèle Sharpsafe QUIVER 7,5 L
Article 9	Modèle Sharpsafe NF 9L
Article 10	Modèle Sharpsafe NF - 11/13 L
Article 11	Modèle Sharpsafe 30 L
Article 12	Socle pour 0,5 L
Article 13	Container 50 L standard simple cannelure double poignée
Article 14	Modèle Sharpsafe NF - 2 L

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/dechet-et-environnement/9264-gamme-de-produit-sharpsafe.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Unité

Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
gamme_rivadis_articles - Modèle Exchange NF - 0,30 L	SOC-162518DIS	
gamme_rivadis_articles - Modèle Exchange NF - 0,45 L	SOC-162517DIS	
gamme_rivadis_articles - Modèle compact NF - 0,60 L	SOC-162501DIS	
gamme_rivadis_articles - Modèle Sharpsafe NF - 1 L	SOC-162514DIS	
gamme_rivadis_articles - Modèle Sharpsafe NF - 3L	SOC-162520DIS	
gamme_rivadis_articles - Modèle Sharpsafe NF - 4 L	SOC-162504DIS	
gamme_rivadis_articles - Modèle Sharpsafe NF - 7 L	SOC-162505DIS	
gamme_rivadis_articles - Modèle Sharpsafe QUIVER 7,5 L	SOC-162515DIS	
gamme_rivadis_articles - Modèle Sharpsafe NF 9L	SOC-162521DIS	
gamme_rivadis_articles - Modèle Sharpsafe NF - 11/13 L	SOC-162506DIS	
gamme_rivadis_articles - Modèle Sharpsafe 30 L	SOC-162507DIS	
gamme_rivadis_articles - Container 50 L standard simple cannelure double poignée	SOC-162511DIS	
gamme_rivadis_articles - Modèle Sharpsafe NF - 2 L	SOC-162503DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com