

FICHE PRODUIT

Ecarteur de beckmann 13cm

Référence : SOC-GEU-271313

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

L'**écarteur Beckmann 13 cm** est un instrument chirurgical essentiel destiné à **rétracter délicatement tissus et structures anatomiques** afin d'optimiser l'accès au site opératoire lors d'interventions.

Fabriquée en **acier inoxydable de qualité médicale**, il offre une résistance à la corrosion, une durabilité et une facilité de stérilisation pour un usage répété en bloc opératoire.

Sa **longueur de 13 cm** est idéale pour les chirurgies générales, neurologiques ou spécialisées nécessitant une manipulation précise dans des zones peu accessibles. Les extrémités de l'outil sont conçues pour assurer une **prise stable des tissus**, réduisant ainsi les risques de glissement et facilitant le travail chirurgical.

Conforme aux standards professionnels, cet écarteur trouve sa place dans les plateaux d'instruments des hôpitaux, cliniques et cabinets chirurgicaux.

Ecarteur de BECKMANN.

* Longueur: 13cm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ecarteur-de-beckmann/928-ecarteur-de-beckmann-13cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com