

FICHE PRODUIT



Cathéter Court en F.E.P. à ailettes avec site surflo W

Référence : SOC-SRDM1445PXIS

Points forts

- délais : 3 semaines
- Conditionnement : Boîte de 50 unités

Description du produit

Conditionnement: Boîte de 50

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/catheters/9307-catheter-court-en-f-e-p-a-ailettes-avec-site-surflo.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	3 semaines
Conditionnement	Boîte de 50 unités

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
catheter_dimensions - 14 G - 2,00 mm x 45 mm Orange	SOC-SRDM1445PXDIS	
catheter_dimensions - 16 G - 1,75 mm x 45 mm Gris	SOC-SRDM1645PXDIS	
catheter_dimensions - 17 G - 1,50 mm x 45 mm Blanc	SOC-SRDM1745PXDIS	
catheter_dimensions - 18 G - 1,30 mm x 32 mm Vert	SOC-SRDM1832PXDIS	
catheter_dimensions - 18 G - 1,30 mm x 45 mm Vert	SOC-SRDM1845PXDIS	
catheter_dimensions - 20 G - 1,00 mm x 32 mm Rose	SOC-SRDM2032PXDIS	
catheter_dimensions - 22 G - 0,90 mm x 25 mm Bleu	SOC-SRDM2225PXDIS	
catheter_dimensions - 24 G - 0,74 mm x 19 mm Jaune	SOC-SRDM2419PXDIS	
catheter_dimensions - 26 G - 0,64 mm x 19 mm Violet	SOC-SRDM2619PXDIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com