

## FICHE PRODUIT



# Cathéter court à ailettes Surflo W

Référence : SOC-SRDM1645WXDIS

### Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Boîte de 50 unités
- Dimensions du cathéter : 16 G - 1,75 mm x 45 mm Gris

## Description du produit

Conditionnement: boîte de 50

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/9319-catheter-court-a-ailettes-surflo-w.html>



### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

| Caractéristique        | Valeur                      |
|------------------------|-----------------------------|
| delais                 | 48 heures                   |
| Conditionnement        | Boîte de 50 unités          |
| Dimensions du cathéter | 16 G - 1,75 mm x 45 mm Gris |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com