

FICHE PRODUIT



Cathéter court à ailettes Surflo W

Référence : SOC-SRDM1745WXDIS

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement : Boîte de 50 unités
- Dimensions du cathéter : 17 G - 1,50 mm x 45 mm Blanc

Description du produit

Conditionnement: boîte de 50

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/9320-catheter-court-a-ailettes-surflo-w.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement	Boîte de 50 unités
Dimensions du cathéter	17 G - 1,50 mm x 45 mm Blanc

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com