

FICHE PRODUIT

Spéculum de collin 125 x 35 mm - longue

Référence : SOC-GEU-740035

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Spéculum de COLLIN à valve Longue. * Dimensions (longueur x largeur): 125 x 35 MM.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/speculum-de-collin/933-speculum-de-collin-125-x-35-mm-longue.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com