


FICHE PRODUIT

Cathéter court en polyuréthane à ailettes avec site Versatus W

Référence : SOC-SRDU1445PXIS

Points forts

- Charrière du Cathéter : CH 3,5

Description du produit

Conditionnement: boîte de 50

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/catheters/9337-catheter-court-en-polyurethane-a-ailettes-avec-site-versatus-w.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Charrière du Cathéter	CH 3,5

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
catheter_dimensions - 14 G - 2,00 mm x 45 mm Orange	SOC-SRDU1445PXDIS	
catheter_dimensions - 16 G - 1,75 mm x 45 mm Gris	SOC-SRDU1645PXDIS	
catheter_dimensions - 17 G - 1,50 mm x 45 mm Blanc	SOC-SRDU1745PXDIS	
catheter_dimensions - 18 G - 1,30 mm x 32 mm Vert	SOC-SRDU1832PXDIS	
catheter_dimensions - 18 G - 1,30 mm x 45 mm Vert	SOC-SRDU1845PXDIS	
catheter_dimensions - 20 G - 1,00 mm x 32 mm Rose	SOC-SRDU2032PXDIS	
catheter_dimensions - 22 G - 0,90 mm x 25 mm Bleu	SOC-SRDU2225PXDIS	
catheter_dimensions - 24 G - 0,74 mm x 19 mm Jaune	SOC-SRDU2419PXDIS	
catheter_dimensions - 26 G - 0,64 mm x 19 mm Violet	SOC-SRDU2619PXDIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com