

FICHE PRODUIT



Obturateur pour cathéter droit

Référence : SOC-147200IS

Points forts

- Conditionnement : Boîte de 50 unités

Description du produit

Conditionnement: boîte de 50

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/catheters/9364-obturateur-pour-catheter-droit.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boîte de 50 unités

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
obturateur_type - SO 1464 - Orange	SOC-147200DIS	
obturateur_type - SO 1651 - Gris	SOC-147201DIS	
obturateur_type - SO 1851 - Vert	SOC-147202DIS	
obturateur_type - SO 1832 - Vert	SOC-147203DIS	
obturateur_type - SO 2032 - Rose	SOC-147205DIS	
obturateur_type - SO 2225 - Bleu	SOC-147206DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com