

FICHE PRODUIT



Obturbateur pour cathéter droit avec ailettes

Référence : SOC-SODM1832WIS

Points forts

- Conditionnement : Boîte de 50 unités

Description du produit

Obturbateur pour cathéter droit avec ailettes

Conditionnement: boîte de 50

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/catheters/9371-obturbateur-pour-catheter-droit-avec-ailettes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boîte de 50 unités

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
obturbateur_type - 14 G x 45mm	SOC-SODM1832WDIS	
obturbateur_type - 18 G x 45mm	SOC-SODM1845WDIS	
obturbateur_type - 20 G x 32 mm	SOC-SODM2032WDIS	
obturbateur_type - 22 G x 25 mm	SOC-SODM2225WDIS	
obturbateur_type - 24 G x 19 mm	SOC-SODM2419WDIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com