

FICHE PRODUIT



Obturateur pour cathéter droit avec ailettes et site

Référence : SOC-SODM1445PIS

Points forts

- Conditionnement : Boîte de 50 unités

Description du produit

Conditionnement: boîte de 50

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/catheters/9377-obturateur-pour-catheter-droit-avec-ailettes-et-site.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Boîte de 50 unités

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
obturateur_type - 14 G x 45mm	SOC-SODM1445PDIS	
obturateur_type - 16 G x 45mm	SOC-SODM1645PDIS	
obturateur_type - 17 G x 45mm	SOC-SODM1745PDIS	
obturateur_type - 18 G x 32mm	SOC-SODM1832PDIS	
obturateur_type - 18 G x 45 mm	SOC-SODM1845PDIS	
obturateur_type - 20 G x 32mm	SOC-SODM2032PDIS	
obturateur_type - 22 G x 25 mm	SOC-SODM2225PDIS	
obturateur_type - 24 G x 19 mm	SOC-SODM2419PDIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com