

FICHE PRODUIT

Bouteille d'oxygène médical (livrée vide), 400 Litres d'oxygène ou 2 Litres de H2O

Référence : SOC-245384

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• Caractéristiques

- Capacité H2O en Litres : 04
- Capacité O2 en Litres : 400
- Diamètre externe mm: 105
- Poids: 11kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/9393-bouteille-d-oxygene-2l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com