

FICHE PRODUIT

Bouteille d'oxygène médical (livrée vide) d'une capacité de 2000 Litres d'oxygène ou 10 Litres de H2O.

Référence : SOC-345384

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Bouteille d'oxygène médical (livrée vide) d'une capacité de 2000 Litres d'oxygène ou 10 Litres de H2O

- Les Bouteilles sont fabriquées en Europe à partir de tuyaux en acier inoxydable de haute qualité, numérotées et avec système de traçabilité.
- Équipées avec tulipe
- Disponibles avec différents types de valves.

Capacité H2O en Litres : 10

Capacité O2 en Litres : 2000

Diamètre externe mm: 138

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/9394-bouteille-d-oxygene-10l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com