

FICHE PRODUIT

Electrolyseur-voltamètre avec électrodes Nickel

Référence : SOC-0407110

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Électrolyseur à électrodes Nickel

Entièrement réalisés en polystyrène choc, ces électrolyseurs sont composés de deux parties : la tulipe transparente de 2,5 mm d'épaisseur et le socle. Cette tulipe est largement conique et permet une mise en place facile des éprouvettes sur les électrodes.

Le socle présente une large assise, le rendant bien stable. Il est équipé de deux connecteurs pour prises bananes de diamètre 4 mm et d'un orifice de 40 mm de diamètre, permettant la mise en place des électrodes montées sur bouchons interchangeables.

Selon sa référence, l'appareil est livré avec une paire d'électrodes nickel, platine ou charbon.

Divers accessoires sont prévus en supplément pour permettre un plus grand nombre d'expériences avec ces voltamètres.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/9397-electrolyseur-voltametre-avec-electrodes-nickel.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com