

FICHE PRODUIT



Armoire métallique haute à portes battantes

Référence : SOC-AD-109

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Armoire métallique haute à portes battantes

Dimensions: 42, 92, 198.

- L'armoire est fabriqué avec des feuilles d'aciers métallique de 0.9mm.
- Portes équipées des serrures.
- L'armoire à 04 étagères métalliques.
- Peinture époxy.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-a-instruments/9399-armoire-metallique-haute-a-portes-battantes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com