

FICHE PRODUIT

Distributeur de préservatif à double colonne

Référence : SOC-LT-322

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

Grand distributeur automatique à deux colonnes en acier doux.

Finition thermolaquée en blanc ou dans n'importe quelle couleur conforme à la norme britannique.

Également disponible en acier inoxydable avec une finition brossée ou polie.

Cet appareil est équipé d'un mécanisme mécanique pouvant être préconfiguré pour accepter une seule valeur de pièce, quelle que soit la devise (à préciser à la demande pour un MOQ de 05 unités).

Caractéristiques du distributeur automatique de préservatif à double colonnes :

Ensemble robuste composé d'un meuble et de tiroirs entièrement en métal

Adapté à des produits spécifiques

Toutes les couleurs disponibles pour les commandes de plus de 25 unités

Spécifications du distributeur automatique de préservatif à double colonnes :

Poids 16 kg

Dimensions 89 × 33,5 × 13,5 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Matériau du meuble : Acier doux

Finition : Revêtement par poudrage (plus de 100 couleurs)

Couleur : Toute couleur de la norme britannique

Capacité : 50 paquets de serviettes hygiéniques ou de tampons et plus de 70 paquets de préservatifs

Colonnes : 2

Poids du couvercle amovible : 6 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/distributeur-de-preservatifs/9400-distributeur-a-double-colonne.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com