

FICHE PRODUIT

Distributeur de préservatif, Modèle AV-C10-2

Référence : SOC-AV-C10-2

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Distributeur automatique de préservatif**Caractéristiques du distributeur automatique de préservatif :**

- Modèle entièrement mécanique, fonctionne sans énergie électrique;
- Remboursement de pièces de monnaie lorsque les produits sont épuisés;
- Mural, de table;
- Couleur disponible : bleu, blanc, jaune, rouge ou personnalisé (au moins 100 pièces);
- Sélection et capacité: 2 colonnes, pouvant contenir 25 boîtes chacune (format de référence du paquet 65 x 65 x 15 mm);
- Applicabilité : Toutes marchandises en petite boîte telles que le préservatif, Sex Toy, le tampon, la menthe, le chewing-gum, le papier de soie;
- Dimensions : 600 x 280 x 170;
- Poids net: 10 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Certification : CE

- Article en libre service jour et nuit
- Facile à utiliser et à entretenir
- Design élégant
- Capacité d'articles suffisant
- Couverture publicitaire unique

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/distributeur-de-preservatifs/9401-distributeur-de-preservatif-modele-av-c10-2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com