

FICHE PRODUIT



Gant d'examen en latex poudré, Modèle Semperguard boîte de 100

Référence : SOC-GLSGXP

Points forts

- Couleur de gant : Blanc

Description du produit

Application

- Protection de la main en milieux médical et industriel

Finition extérieure : Doigts texturés

Poudré : Oui

Longueur (en mm) : 240

Épaisseur de la paume (en mm) : 0,08

Épaisseur du doigt (en mm) : 0,10

Épaisseur de la manchette (en mm) : 0,05

Niveau d'AQL : 1,5

Résistance aux virus, conforme à la norme ISO16604 : Oui

Autres caractéristiques :

- Conforme à la réglementation sur les produits alimentaires

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-en-latex-usage-unique/9403-gant-en-latex-poudre-modele-semperguard.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Couleur de gant	Blanc

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 5/6 (extra small)	SOC-GLSGXPPP1	
gant_taille - Taille 6/7 (small)	SOC-GLSGPPP1	
gant_taille - Taille 7/8 (medium)	SOC-GLSGMPP1	
gant_taille - Taille 8/9 (large)	SOC-GLSGGPP1	
gant_taille - Taille 9/10	SOC-GLSGXLPP1	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com