

FICHE PRODUIT

Paire gants latex non poudré, Modèle Peha-Taft Ster

Référence : SOC-GCLGSPN

Points forts

- Type : Sans poudre
- Couleur de gant : Blanc
- conditionnement de gant : Carton de 50
- Emballage de gant : Emballage par paire

Description du produit

Caractéristiques:

- Poudré : Non
- Longueur (en mm) : 295
- Épaisseur de la paume (en mm) : 0,23
- Épaisseur du doigt (en mm) : 0,24
- Épaisseur de la manchette (en mm) : 0,19
- Niveau d'AQL : 0,65

Autres caractéristiques :

- Anatomique
- Bord roulé
- Stérile rayons gamma

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie


Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-d-examens/9409-paire-gants-latex-non-poudre-modele-peha-taft-ster.html>


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Type	Sans poudre
Couleur de gant	Blanc
conditionnement de gant	Carton de 50
Emballage de gant	Emballage par paire

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 6	SOC-GCLPS2NP1	
gant_taille - Taille 7	SOC-GCLMS2NP	
gant_taille - Taille 8	SOC-GCLGS2NP1	

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com