

FICHE PRODUIT



Gant en latex poudré, Modèle standard

Référence : SOC-EP13836

Points forts

- délais : 48 heures
- Type : Avec poudre
- Couleur de gant : Blanc
- conditionnement de gant : Boite de 100

Description du produit

Application

- Protection de la main en milieu médical

Finition extérieure : Lisse

Poudré : Oui

Longueur (en mm) : 240

Épaisseur de la paume (en mm) : 0,08

Épaisseur du doigt (en mm) : 0,08

Épaisseur de la manchette (en mm) : 0,08

Niveau d'AQL : 1,5

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-en-latex/9413-gant-en-latex-poudre-modele-standard.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type	Avec poudre
Couleur de gant	Blanc
conditionnement de gant	Boite de 100

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 5/6 (extra small)	SOC-EP138366A	
gant_taille - Taille 6/7 (small)	SOC-EP123454	
gant_taille - Taille 7/8 (medium)	SOC-EP123475	
gant_taille - Taille 8/9 (large)	SOC-EP123480	
gant_taille - Taille 9/10	SOC-EP127309	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com