

FICHE PRODUIT

Gant en Vinyle NORM non poudré

Référence : SOC-EP59979

Points forts

- délais : 48 heures
- Couleur de gant : translucide
- conditionnement de gant : Boite de 100

Description du produit

Gant vinyle NORM utilisé pour la Protection de la main en milieux médical et industriel

Finition extérieure : Lisse

Poudré : Oui

Longueur (en mm) : 240

Épaisseur de la paume (en mm) : 0,08

Épaisseur du doigt (en mm) : 0,08

Épaisseur de la manchette (en mm) : 0,08

Niveau d'AQL : 1,5

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-medicaux-en-vinyle/9423-gant-en-vinyle-non-sterile-modele-norm.html>


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Couleur de gant	translucide
conditionnement de gant	Boite de 100

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 6/7 (small)	SOC-EP5997901	
gant_taille - Taille 7/8 (medium)	SOC-EP5997911	
gant_taille - Taille 8/9 (large)	SOC-EP5997921	

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com