

FICHE PRODUIT

Gant d'examen en nitrile, Modèle Semperguard Extralite Boîte de 200

Référence : SOC-GNSGLGN

Points forts

- délais : 48 heures
- Couleur de gant : Bleu lavande

Description du produit

Application

- Protection de la main en milieux médical et industriel

Avantages

- Très léger
- Port confortable
- Excellente élasticité

Finition extérieure : Doigts texturés

Poudré : Non

Longueur (en mm) : 240

Épaisseur de la paume (en mm) : 0,05

Épaisseur du doigt (en mm) : 0,05

Épaisseur de la manchette (en mm) : 0,04

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Niveau d'AQL : 1,5

Résistance aux virus, conforme à la norme ISO16604 : Oui

Autres caractéristiques :

- Conforme à la réglementation sur les produits alimentaires

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-medicaux-en-nitrile/9451-gant-en-nitrile-modele-semperguard-extralite.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Couleur de gant	Bleu lavande

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 6/7 (small), gant_conditionnement - Boite de 200	SOC-GNSGLPNP	
gant_taille - Taille 7/8 (medium), gant_conditionnement - Boite de 200	SOC-GNSGLMNP	
gant_taille - Taille 8/9 (large), gant_conditionnement - Boite de 200	SOC-GNSGLGNPE	
gant_taille - Taille 9/10, gant_conditionnement - Boite de 180	SOC-GNSGLXLNP	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com