

FICHE PRODUIT

Gant industriel en nitrile sans poudre 240 mm - NITRIGRIP - Boîte de 50

Référence : SOC-GINGGN

Points forts

- Marque : Euromedis
- Référence Euromedis : MAITRE_047
- délais : 48 heures
- Couleur de gant : Bleu

Description du produit

Gant industriel en nitrile NITRIGRIP 240 mm - La robustesse nitrile renforcée

Le NITRIGRIP des Laboratoires Euromedis transpose l'expertise du nitrile médical vers les applications techniques : son épaisseur supérieure à celle d'un gant d'examen standard lui confère une résistance accrue à l'abrasion, à la déchirure et aux agents chimiques usuels, pour des tâches où les gants fins s'usent trop vite.

Les atouts du NITRIGRIP

- Nitrile épais à usage industriel et technique
- Sans latex et sans poudre : confort et tolérance cutanée
- Bonne résistance mécanique : abrasion, accrocs, perforations légères
- Manchette de 240 mm couvrant le poignet
- Grip efficace sur pièces et outils, secs ou gras
- Boîte distributrice de 50 gants

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Métiers utilisateurs

Services techniques hospitaliers, maintenance biomédicale, laboratoires, ateliers de mécanique, imprimerie, agroalimentaire et nettoyage industriel : le NITRIGRIP protège les mains lors des manipulations prolongées de pièces, solvants et graisses.

L'offre SOCIMED

SOCIMED complète votre dotation médicale avec cette référence technique : commandez vos gants d'examen et vos gants industriels chez un fournisseur unique, avec facture consolidée et livraison groupée en France et à l'export.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-medicaux-en-nitrile/9456-gant-industriel-en-nitrile-sans-poudre-240-mm-nitrigrup-boite-de-50.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Marque	Euromedis
Référence Euromedis	MAITRE_047
delais	48 heures
Couleur de gant	Bleu

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Taille - S		
Taille - M		
Taille - L		
Taille - XL		

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com